

Wideoprosesor EPK i5500c IMAGINA

PENTAX
MEDICAL

Twój wybór do codziennych praktyk



LED
TECHNOLOGY

Opracowany na podstawie informacji zebranych bezpośrednio od lekarzy z całego świata. Wideoprosesor IMAGINA został stworzony z myślą o codziennych potrzebach diagnostycznych oraz leczniczych.

IMAGINA

spełnia wszystkie Twoje wymagania



Lepszy wynik diagnostyczny

IMAGINA jest wsparciem na każdym etapie ścieżki klinicznej, od badań przesiewowych do postawienia diagnozy w celu ustalenia procedury leczenia. Doskonała wizualizacja uzyskana dzięki połączeniu obrazu w jakości HD z technologią i-scan.

Ekonomiczny, niezawodny i bezpieczny

Innowacyjna technologia IMAGINA, dzięki najnowszemu oświetleniu LED, pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych. Mechanizm kontroli ciepła PENTAX Medical zapobiega niekontrolowanemu nagrzewaniu końcówki dystalnej, rozwiązując skutecznie problemy związane z bezpieczeństwem pacjenta.

Poprawiona wydajność pracy

Niekonwencjonalny kształt, integracja i łączność. Przyjazna dla użytkownika i intuicyjna platforma z dostosowywanym menu do optymalizacji procedur oraz gromadzenia obrazów oraz dokumentacji

Wideoprocessor EPK i5500c - IMAGINA

Wyjście wideo	1080P (16:9) / SXGA (5:4) / XGA (4:3)
Interfejs użytkownikai-scan	7-calowy konfigurowalny ekran dotykowy podobny do smartfona
Wirtualna chromoendoskopia	Cyfrowe ulepszenie obrazu (SE, CE, TE)
Nagrywanie wideo i audio	Zintegrowana funkcja pamięci, zewnętrzny nośnik USB
Źródło światła	LED
Wymiary [S x W x G / waga]	380 x 155 x 420 mm / 13 kg
Rozszerzenie D-Range	Tak
Zatrzymanie skanowania	Tak
Zoom cyfrowy	Do x 2,0
Wyświetlane języki	15 języków: angielski, hiszpański, szwedzki, francuski, niemiecki, włoski, norweski, fiński, duński, holenderski, polski, portugalski, rosyjski, słoweński i japoński



Dział Sprzedaży / Akcesoria:

Varimed Sp. z o.o.
Wrocław 50-442
ul. T. Kościuszki 115/4U
tel. +48 71 361 14 18
fax: +48 71 361 86 11

Dział Sprzedaży:

Leszno 64-100
ul. K. Karasia 16
tel. +48 65 529 36 89
fax: +48 65 520 99 78
e-mail: varimed@varimed.pl

Dział Serwisu:

Leszno 64-100
ul. Usługowa 20
tel. +48 65 529 72 35
fax: +48 65 529 36 97
e-mail: serwis@varimed.pl