

Balon żołądkowy (GB1) to wyrób medyczny wykorzystywany w leczeniu otyłości i nadwagi. Metoda leczenia polega na wprowadzeniu, przez usta i przełyk, do żołądka balonu wykonanego z wysokiej jakości silikonu.

- wskazany dla pacjentów ze współczynnikiem masy ciała (BMI) > 27
- bezbolesny zabieg przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym lub sedacji
- okres utrzymywania balonu w żołądku: 6 miesięcy
- założenie oraz usunięcie balonu w pracowni endoskopowej lub na bloku operacyjnym
- możliwość zastosowania jako zabieg pomostowy przed zabiegami wymagającymi wcześniejszej utraty wagi
- skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych

SKŁAD ZESTAWU

- Balon silikonowy
- Cewnik wprowadzający z silikonową osłonką balonu
- Metalowa prowadnica
- Dren z łącznikami do napełniania




AKCESORIA DODATKOWE

- Zestaw do usuwania balonu (igła + grasper)


PROCEDURA IMPLANTACJI BALONU

1




Wprowadzenie
nienapełnionego balonu
do żołądka

2



Wypełnienie balonu
sterylnym roztworem soli

3



Bezpieczne utrzymywanie
balonu w żołądku
przez okres 6 miesięcy

Wyłącznie dystrybutor:



Producent:



Varimed Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U
50-442 Wrocław
tel. +48 71 361 14 18
fax: +48 71 361 86 11
varimed.pl

Dział Sprzedaży:

ul. K. Karasia 16
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 36 89
fax: +48 65 520 99 78
e-mail: varimed@varimed.pl

Serwis:

ul. Usługowa 20
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 72 35
fax: +48 65 529 36 97
e-mail: serwis@varimed.pl