



L-Type System

**System Video-ureterorenoskopu
cyfrowego HD**

Video-ureterorenoskop HD

Ureterorenoskop HD to cyfrowy, giętki, wielorazowy endoskop wideo, który dzięki swoim rozmiarom pozwala dotrzeć w najtrudniejsze miejsca.

Specyfikacja techniczna

Pole widzenia	110°
Głębokość pola	2-50 mm
Średnica końcówki dystalnej	7.5 Fr
Średnica zewnętrzza tuby wprowadzającej	2,8 mm
Średnica kanału roboczego	1,2 mm
Zakres kątownania	270° w górę/ 270° w dół
Długość robocza	670 mm
Czas pracy	21 h
Sterylizacja	plazmowa, EO



Kompaktowe Centrum Video

Kompaktowe centrum wideo to połączenie jednostki sterującej, źródła światła oraz 21-calowego monitora. Urządzenie pozwala na: ustawianie balansu bieli, wykonywanie zdjęć i nakręcanie filmów w trakcie zabiegu, dostosowywanie poziomu jasności, włączenie oraz wyłączenie światła, a także wzmocnienie obrazu w celu redukcji koloru krwi.

Specyfikacja techniczna

Napięcie	AC 100 V – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Monitor	21" LCD
Format	16:9
Jasność	250 cs/m ²
Rozdzielczość	1920 x 1080
Współczynnik kontrastu	3000 : 1
Wyjście wideo	HD SDI, DVI-I
Moc źródła światła LED	30W
Zapis danych	USB 3.0
Temp. koloru światła	5000-6500 k
Żywotność źródła światła	10 000 h
Wymiary	524 x 353 x 120 [mm]
Waga	11 kg

