


MEDICAL ENDOSCOPES



MORCELATOR TKANKI

RESEKTOSKOP DO MORCELLATORA



		Optyka 25°	Ø4 x 302	T3315J
	Element pracujący do włókien o średnicy 550 µm		N5800B-4	
	Element pracujący do włókien o średnicy 1000 µm		N5800B- 6	
	Płaszcz wewnętrzny		N5815-2	
	Obturator		N5821A	
	Płaszcz	F26x 180	N58108-1	
	Obturator	F26	N5820A	
	Klips światłowodowy		P8041A	
	Gruszka ELLIK'a Ewakuator		P1010	
	Adapter do ELLIK'a do płaszcza N5815 - 2		P1012F	

MORCELATOR UROLOGICZNY

Główne przeznaczenie: wycinanie tkanki oraz jej usuwanie z pęcherza moczowego po przezcewkowej enukleacji.



Funkcje:

- Zasilanie i sterowanie uchwytem
- Kontrola wyświetlanej prędkości
- Wbudowana pompa ssąca

Dane techniczne:

- Maksymalna prędkość: 1000 r/min regulowana w 10 krokach
- Ssanie: 0,08 Mpa; 15 l/min
- Moc: 100W
- Zasilanie: AC 100 V – 240 V 50/60 Hz

Wymiary: 400mm x 120mm x 360mm
(W x H x D)

Waga: 8 kg

Konsola sterująca YSB -III

N5900E 1



Funkcje:

- Wodoodporność
- Aktywacja
- Regulacja prędkości

Sterownik nożny

N5921



Funkcje:

- Silnik bezszczotkowy
- Wodoodporność
- Szybkołączka
- Zintegrowany kanał ssący

Dane techniczne:

- Moc silnika: 40 W

Rękojeść - sterylizowalna


N5910



Ostrze – średnica 4,5 mm, długość: 400 mm, sterylizowalne

N5912

CYSTOSKOP OPERACYJNY



	<p>Optyka 0^o kanał instrumentowy F 13,5</p>	<p>F 19,5 x 191</p>	<p>Y6236 - 1</p>
	<p>Płaszcz</p>	<p>F26 x 180</p>	<p>N5810B-1</p>
	<p>Obturator</p>	<p>F26</p>	<p>N5820A</p>
	<p>Uszczelniacz</p>	<p>ϕ 5 x 10</p>	<p>P9703D</p>
	<p>Korek</p>		<p>P9702A</p>