



**Wideo cystoskop cyfrowy**

## Wideo cystoskop cyfrowy HD

Cystoskop cyfrowy HD to giętki, wielorazowy endoskop wideo, który pozwala na precyzyjne wykonywania procedur urologicznych. W zestawie: giętkie kleszczyki Fr 6 x 750mm, tester szczelności oraz zatyczka zaworu sterylizacji.

### Specyfikacja techniczna

Pole widzenia	110°
Głębokość pola	3-50 mm
Średnica końcówki dystalnej	5,7 mm
Średnica zewnętrzna tuby wprowadzającej	5,7 mm
Średnica kanału roboczego	2,2 mm
Zakres kątownia	210° w górę/ 180° w dół
Długość robocza	380 mm
Sterylizacja	plazmowa



## Sterownik cyfrowy

Sterownik cyfrowy to jednostka sterująca połączona ze źródłem światła. Urządzenie pozwala na: ustawianie balansu bieli, wykonywanie zdjęć i nakręcanie filmów w trakcie zabiegu, dostosowywanie poziomu jasności, włączenie oraz wyłączenie światła. Urządzenie posiada tryby pracy pozwalające na: wzmocnienie obrazu w celu redukcji koloru krwi oraz wzmocnienie obrazu naczyń krwionośnych i struktury błony śluzowej. Sterownik w pełni kompatybilny z giętkimi uroterorenoskopami oraz giętkimi uroterocystoskopami firmy HAWK.

### Specyfikacja techniczna

Napięcie	AC 100 V – 240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Wyjście wideo	HDMI, HD SDI, DVI-I
Wejście USB	USB 3.0
Moc źródła światła LED	80W
Temp. koloru światła	5000-6500 k
Żywotność źródła światła	10 000 h
Wymiary	400 x 112 x 400 [mm]
Waga	8 kg

