

Jednorazowy bronchoskop **BEZ KOMPROMISÓW**



PENTAX Medical ONE Pulmo™

Bronchoskop jednorazowego użytku z doskonałą wydajnością ssania i o wysokiej jakości obrazu HD.

Bronchoskop jednorazowego użytku
z doskonałą wydajnością ssania
i o wysokiej jakości obrazu HD



Wysoka jakość leczenia bez kompromisów

PENTAX Medical ONE Pulmo™ zapewnia sterylność wraz z imponującym obrazowaniem w jakości HD. Takie cechy ONE Pulmo™ pozwalają rozszerzyć możliwości zastosowań klinicznych poza standardowy zakres jednorazowego użytku. Duży kanał roboczy zapewnia do 50% większą wydajność ssania¹⁾ i umożliwia szybką i skuteczną opiekę nad pacjentem.

Wyjątkowa ergonomia pracy

Urządzenie PENTAX Medical ONE Pulmo™ zostało zaprojektowane z myślą o naśladowaniu ergonomii endoskopu wielokrotnego użytku. Gwarantuje wygodną obsługę oraz najlepszy w swojej klasie kąt wychylenia końcówki, bez konieczności zmiany techniki pracy lekarza. Zarówno manewrowanie, jak również wprowadzanie urządzenia jest łatwe i intuicyjne, co zapewnia bezproblemową obsługę.

Uproszczona organizacja pracy

Sterylnie zapakowane bronchoskopy są gotowe do użycia w dowolnym miejscu i czasie, co pozwala na szybsze przeprowadzenie zabiegu w nawet najbardziej pilnych przypadkach. Jednorazowe endoskopy eliminują czas oczekiwania pomiędzy zabiegami, upraszczając ogólny przebieg pracy i zwiększając wydajność pracy.

1) PENTAX Medical ONE Pulmo™ EB15-S01 charakteryzuje się większą wydajnością zasysania w porównaniu z endoskopami o podobnej średnicy zewnętrznej.

PENTAX Medical ONE Pulmo™

SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE	EB11-S01	EB15-S01
Opis	Wideobronchoskop jednorazowego użytku PENTAX Medical	Wideobronchoskop jednorazowego użytku PENTAX Medical
Pole widzenia	120 °	120 °
Głębina ostrości	5 - 50 mm	5 - 50 mm
Kąty nachylenia (górn / dół)	230 ° / 210 °	210 ° / 180 °
Średnica rurki wprowadzającej	3,4 mm	5,3 mm
Standardowa średnica kanału roboczego	1,2 mm	3,0 mm
Długość robocza	600 mm	600 mm

SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE	ONE-M	ONE-Dock
Opis	Procesor PENTAX Medical Mobile	Procesor Plug-in PENTAX Medical Mobile
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	312 × 240 × 41 mm	350 × 168 × 128 mm
Masa netto	1,9 kg	2,3 kg
Ekran	1920 × 1080 (Full HD)	DVI-D 1920 × 1080@60 Hz (Full HD)
Interfejs danych	USB 3.0 (Typ-A) × 1, USB 2.0 (Typ-A) × 1, RJ45 LAN × 1	USB 2.0 (Type-A) × 2, RJ45 LAN × 1
Transfer danych	USB, Endoimage2	Brak



Dział Sprzedaży / Akcesoria:

Varimed Sp. z o.o.
Wrocław 50-442
ul. T. Kościuszki 115/4U
tel. +48 71 361 14 18
fax: +48 71 361 86 11

Dział Sprzedaży:

Leszno 64-100
ul. K. Karasia 16
tel. +48 65 529 36 89
fax: +48 65 520 99 78
e-mail: varimed@varimed.pl

Dział Serwisu:

Leszno 64-100
ul. Usługowa 20
tel. +48 65 529 72 35
fax: +48 65 529 36 97
e-mail: serwis@varimed.pl



EB11-S01, EB15-S01: TÜV Süd CE0123, wyrób medyczny klasy IIa; ONE-M, ONE-Dock: Wyrób medyczny klasy I.

Niniejsze wyroby mogą być stosowane wyłącznie przez pracowników służby zdrowia. Przed użyciem i w celu uzyskania szczegółowych danych dotyczących wyrobu należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W trosce o nieustanny rozwój, wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. PENTAX Medical ONE Pulmo™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy HOYA Corporation.